

高潔度ルーム内での保存・作業

FTE-C906 (多彩なバリエーション)



特 徴

- HEPAフィルター吸入により
0.3μmのパーティクルを99.9%除去
EN1822フィルター (H14,U15)
- UVランプ(10W)による内部殺菌
- LEDコントロール機能、電子ロック、室内温度計、フロン吸入時間設定 (アラーム時間機能設定)
- CLASS IからCLASS IIIの機種対応
- ドアの色を4色から選択可能



FTE-060F-03



FTE-051F-03



FTE-060-03



FTE-051-03

*** サイドアクリルボード補強フレーム品 F-PCR-900も準備**

小型クリーンベンチFTEシリーズ仕様

デバイス	FTE-C906	FTE-C1206	FTE-C1650
サイズ	906 (W) x 660 (L) x 1172	1206 (W) x 660 (L) x 1172	1650 (W) x 777 (L) x 1300
プレフィルター	ナイロン	ナイロン	ナイロン
電源・電力消費	AC100V/36+10WW	AC100V/36+20W	AC100V/72+30W
機能・安全	LED デジタルコントローラー 下部照射UVランプ殺菌 高効率ブローア吸入 高効率ブローア吸入	L下部照射UVランプ殺菌 下部照射UVランプ殺菌 高効率ブローア吸入 高効率ブローア吸入	LED デジタルコントローラー 下部照射UVランプ殺菌 高効率ブローア吸入 高効率ブローア吸入

クリーンブース・キャビネット



クリーンブース
FTE-C1206



下部挿入キャビネット



FTE-C1206 図形(正面) (側面)





クリーンキャビネット
FTE-C906




下部挿入キャビネット



FTE-906 図形(正面) (側面)



排気クリーンシステム



FTE フューチャーテック株式会社 [TEL:0532-21-3807](tel:0532-21-3807)

Mail: futuretech@tees.jp h.p.: futuretech-eng.net futuretech-eng.com